

3 powody aktualizacji

Uważamy, że Twój sprzęt powinien być tak samo zaktualizowany, jak Twoje pomysły. Teraz nadszedł czas na wymianę tensjometrów CAM 200/101/100 na nowoczesne wersje i możliwość pracy z naszymi najnowocześniejszymi przyrządami Theta Flex i Theta Lite. Podsumowaliśmy najcenniejsze zalety naszych renomowanych tensjometrów optycznych.




Oprogramowanie pełne funkcji

Oprogramowanie OneAttention zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Wraz z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika daje on możliwość analizy pomiarów na żywo. Dodatkowo otrzymujesz wyniki automatycznego kąta zwilżania i energii swobodnej powierzchni, a także tryb automatycznego dynamicznego kąta zwilżania.

Bez czyszczenia dzięki automatycznemu dozowaniu

Automatyczny dozownik jednorazowych końcówek zapewnia, że nie musisz się martwić o czyszczenie, ponieważ krople są tworzone precyzyjnie za pomocą jednorazowej końcówki pipety. Objętość kropli jest obliczana na podstawie obrazu w czasie rzeczywistym z zaawansowanym obrazem maszynowym, aby zapewnić powtarzalność.



Wysokiej klasy obrazowanie

Nasze instrumenty Theta zapewniają rozdzielczość kamery do 1984×1264 px przy maksymalnym 3009 FPS i monochromatycznym świetle LED. Wszystkie komponenty są starannie dobierane, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i wyniki, na których można polegać.